

## KH-0367

### Mod de utilizare:

1. Introduceți bateriile conform polarității corecte în spațiul destinat acestora, situat în partea inferioară a dispozitivului.
2. Țineți dispozitivul orientat spre față la o distanță de 5-15 cm, apăsați declanșatorul de măsurare (tragaci) iar temperatura va fi afișată automat pe ecranul dispozitivului.

### Funcții:

1. ON/SCAN – Apăsați butonul pentru a porni dispozitivul și pentru a începe măsurarea.
2. MODE – Când dispozitivul este pornit, apăsați scurt butonul MODE pentru a comuta între modul corp și modul suprafață. Modul selectat va fi afișat pe ecranul LCD.
3. SET – Apăsând butonul SET puteți regla setările implicite. Când dispozitivul este pornit apăsați scurt butonul SET iar pe ecranul LCD va fi afișat F1. Apăsați butonul UP sau DOWN pentru a regla offset-ul.  
Apăsați butonul SET de 2 ori iar pe ecranul LCD va fi afișat F2. Apăsați butonul UP sau DOWN pentru a alege unitatea de măsurare a gradelor (Celsius sau Fahrenheit). Apăsați butonul SET de mai multe ori pentru a opri dispozitivul și pentru a finaliza setarea.
4. UP și DOWN – Înapoi/Înainte sau Scadere/Crestere.

### Setare alarma temperatura:

1. Când dispozitivul este pornit apăsați scurt de 3 ori butonul SET iar pe ecranul LCD va fi afișat F3.
2. Apăsați butonul UP sau DOWN pentru a seta temperatura de avertizare.
3. Apăsați butonul SET de mai multe ori pentru a opri dispozitivul și pentru a finaliza setarea.

### Memorarea datelor:

1. Datele vor fi memorate automat după măsurare. Acestea vor fi afișate în colțul din dreapta al ecranului LCD.
2. Apăsați scurt butonul UP sau DOWN pentru a verifica toate datele memorate.
3. Țineți apăsat butonul UP sau DOWN pentru a șterge toate datele memorate.